

MES Buffer(0.05mol/L,pH5.5)

产品简介

2-(N-吗啉)乙磺酸简称 MES，分子式为 $C_6H_{13}NO_4S$ ，相对分子量为 195.24，CAS 号为 4432-31-9，MES 常用作生物缓冲液，在 25°C 下 pKa 为 6.15，有效缓冲范围在 pH5.5~6.7 之间，常用 pH 值为 5.5、6.0、6.5。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

| 名称 | 编号 | ADS012C0 | ADS012C1 | Storage |
|-------|-----------------------------|----------|----------|---------|
| | MES Buffer(0.05mol/L,pH5.5) | | 100ml | 500ml |
| 使用说明书 | 1 份 | | | |

操作步骤(仅供参考)

- 1、根据实验具体要求操作。

注意事项

- 1、对人体有刺激性，请注意适当防护。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：6 个月。常温运输，4°C 保存。