

TEN 缓冲液(10×,pH8.0)

产品简介

Tris(三羟甲基氨基甲烷)为弱碱, 分子式为 $C_4H_{11}NO_3$, 相对分子量为 121.14, 在 25°C 下 pKa 为 8.1, Tris 缓冲液的有效缓冲范围在 pH7.0 ~ 9.2 之间, 用来作为各种缓冲液的基础成分, 调节酸碱度。

TEN 缓冲液(10×,pH8.0)由 100mM Tris-HCl 缓冲液(pH8.0)、10mM EDTA(pH8.0)以及氯化钠组成, 该溶液由 Tris-HCl、EDTA、NaCl 组成, 故而简称为 TEN, 属于 pH 缓冲液。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称	编号	Storage	
	ADS009D0		
TEN 缓冲液(10×,pH8.0)	500ml	RT	
使用说明书	1 份		

操作步骤 (仅供参考)

1、按实验具体要求操作, 稀释至 1×后使用。

注意事项

- 1、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 2、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。

有效期: 12 个月。