

TNET 缓冲液(1×,pH8.0)

产品简介

TNET 缓冲液(1×,pH8.0)由 1%Triton X-100、150mM NaCl、EDTA、Tris-HCl(pH8.0)组成, 简称为 TNET 缓冲液, 该试剂多用于分离蛋白质, 临用前加入蛋白酶抑制剂, 可以更好地防止蛋白质降解。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称	编号		
	ADS011D0	Storage	
TNET 缓冲液(1×,pH8.0)	500ml	4℃	
使用说明书	1 份		

操作步骤(仅供参考)

1、按实验具体要求操作。

注意事项

- 1、如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月。