

STET 裂解液(pH8.0)

产品简介

STET 裂解液(pH8.0)由 100mM NaCl、10mM Tris、Triton X-100 以及微量 EDTA 组成, 不含蔗糖, 可用于裂解和抽提 DNA 等。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称	编号	
	ADS012D0	Storage
STET 裂解液(pH8.0)	100ml	RT
使用说明书	1 份	

操作步骤(仅供参考)

1、按实验具体要求操作。

注意事项

- 1、如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月。