

EDTA 溶液(0.25mol/L,pH8.0)

产品简介

EDTA 溶液(0.25mol/L,pH8.0)是用 EDTA.2Na 配制,调 pH 至 8.0,只有其 pH 接近 8.0,才能完全溶解。EDTA 溶液经高压灭菌处理,用于螯合金属离子等,是常用分子生物学试剂。该试剂仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称	编号	ADS021D0	Storage
	EDTA 溶液(0.25mol/L,pH8.0)		500ml
使用说明书		1 份	

操作步骤(仅供参考)

1、按实验具体要求操作。

注意事项

- 1、实验要求无菌时,应注意无菌操作。
- 2、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月。