

氯化钠溶液(5mol/L,RNase free)

产品简介

氯化钠(Sodium chloride)俗称食盐，分子量为 58.5，分子式为 NaCl，是多种科研试剂的基础成分，用途极为广泛，氯化钠溶液(5mol/L,RNase free)由氯化钠、去离子水组成，先经 RNase free 处理，再经高压灭菌处理。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称	编号	ADS256R0	Storage
	氯化钠溶液(5 mol/L,RNase free)		500ml
使用说明书		1 份	

操作步骤(仅供参考)

1、根据实验具体要求操作。

注意事项

- 1、注意无菌操作，避免微生物污染。
- 2、注意避免 Rnase 污染。
- 3、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：12 个月。