

HBS 缓冲液

产品简介

平衡盐溶液(Balanced Salt Solution, BSS)与细胞生长状态下的 pH 值、渗透压等环境状态一致, 具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用, 可满足体外实验中细胞生存并维持一定的代谢的基本需要。

HBS 缓冲液又称 HSB 缓冲液, 由 Tris-HCl、氯化钠等组成, 含微量 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} , 该试剂经过高压灭菌, 可用于鉴定新转录的 RNA 或其他常规用途。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称	编号	Storage
	HBS 缓冲液	ADS259R0
使用说明书		1 份

操作步骤(仅供参考)

1、无需配制, 直接使用。

注意事项

- 1、应注意无菌操作, 避免被微生物污染。
- 2、该试剂经高压灭菌处理。
- 3、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6 个月。