

Tris-HCl 缓冲液(1mol/L,pH7.0-9.0,RNase free)

产品简介

Tris(三羟甲基氨基甲烷)为弱碱,分子式为 $C_4H_{11}NO_3$, 相对分子量为 121.14,在 25°C下 pKa 为 8.1, Tris 缓冲液的有效缓冲范围在 pH7.0~9.2 之间。Tris 碱的水溶液 pH 在 10.5 左右,一般加入盐酸调节 pH 值至所需值,即可获得该 pH 值的缓冲液,常用 pH 值为 6.8、7.4、8.0、8.8,其 pH 值随温度变化很大;一般来说,温度每升高 1°C,pH 值下降 0.03。

Tris-HCl 缓冲液(1mol/L,Ph7.0-9.0,RNase free)属于 pH 缓冲液,采用进口 Tris、DEPC 处理水配制而成,再经 15psi 高压灭菌处理,常用于 RNA 相关实验。该试剂仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称	编号	Storage
	Tris-HCl 缓冲液(1mol/L,pH7.0-9.0,RNase free)	ADS271R0
使用说明书	1 份	

操作步骤(仅供参考)

1、按实验具体要求操作。

注意事项

- 1、该试剂对人体有刺激性, 请注意适当防护。
- 2、注意避免 RNase 污染。
- 3、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6 个月。