

## 苯肼溶液(2.5%,pH7.0)

### 产品简介

苯肼(Phenylhydrazine)又称苯基联胺, CAS 号为 100-63-0, 分子量为 169.22, 在农药生产上用于合成有机磷杀虫剂三唑磷、哒嗪硫磷等的中间体, 亦可与糖的醛、酮基反应。苯肼溶液(2.5%,pH7.0)由苯肼、无菌氯化钠等组成, 调 pH 值至 7.0, 避免接触空气, 主要用于鉴定 DNA。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成

| 名称               | 编号 | ADS272R0 | Storage |
|------------------|----|----------|---------|
|                  |    |          |         |
| 苯肼溶液(2.5%,pH7.0) |    | 100ml    | 4℃ 避光   |
| 使用说明书            |    | 1 份      |         |

### 操作步骤(仅供参考)

1、按实验具体要求操作。

### 注意事项

- 1、一般按单次使用量分装成小分, 一旦融化使用, 剩余的液体应丢弃。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期:** 6 个月有效。低温运输, 4℃保存。