

## 标准蛋白质溶液(BSA,50mg/ml)

### 产品简介

标准蛋白质溶液(BSA,50mg/ml)是用于 BCA 法蛋白定量试剂盒和 Bradford 法蛋白定量试剂盒的试剂, 亦可作为其它方法进行蛋白浓度测定时的蛋白标准。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成

名称	编号	ADS073B0	Storage
	标准蛋白质溶液(BSA,50mg/ml)		1ml
使用说明书		1份	

### 操作步骤(仅供参考)

- 1、根据实验具体要求操作。
- 2、一般应做多个稀释度, 以便做出标准曲线。

### 注意事项

- 1、避免反复冻融, 以免失效或效率下降。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期:** 12个月。低温运输, -20°C保存。