

CAPS 缓冲液(0.2mol/L,pH11.0)

产品简介

3-(环己胺)-1-丙磺酸(CAPS)分子式为 $C_9H_{19}NO_3S$ ，相对分子量为 221.31，可作为缓冲液的基础成分，CAPS 缓冲液(0.2mol/L,pH11.0)由 CAPS、去离子水等组成，调 pH 值至 11.0，用于纤连蛋白的纯化。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称	编号	Storage
	ADS051P0	
CAPS 缓冲液(0.2mol/L,pH11.0)	500ml	RT
使用说明书	1 份	

操作步骤(仅供参考)

1、按实验具体要求操作。

注意事项

1、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：6 个月。