

Tris-Triton-NaCl 缓冲液(pH9.0)

产品简介

Tris(三羟甲基氨基甲烷)为弱碱, 分子式为 $C_4H_{11}NO_3$, 相对分子量为 121.14, 在 25°C 下 pKa 为 8.1, Tris 缓冲液的有效缓冲范围在 pH 值 7.0~9.2 之间, 用来作为各种缓冲液的基础成分, 调节酸碱度。

Tris-Triton-NaCl 缓冲液(pH9.0)由 50mM Tris-HCl (pH9.0)、0.1% Triton X-100、氯化钠等组成, pH 值约为 9.0, 用于清洗免疫亲和层析的柱子。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称 \ 编号	ADS053P0	Storage
Tris-Triton-NaCl 缓冲液(pH9.0)	500ml	RT
使用说明书	1 份	

操作步骤(仅供参考)

1、按实验具体要求操作, 无需稀释, 直接使用。

注意事项

1、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月。