

Tris-BSA 溶液(0.02mol/L,pH7.0)

产品简介

平衡盐溶液(Balanced Salt Solution, BSS)与细胞生长状态下的 pH 值、渗透压等环境状态一致, 具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用, 可满足体外实验中细胞生存并维持一定的代谢的基本需要, 主要由无机离子组成, 有时含有碳酸氢钠、葡萄糖、酚红等, 如果有必要还可以加入 HEPES 以维持渗透压的平衡; 平衡盐溶液可以作为完全培养基的基液, 亦可以用于稀释浓缩的氨基酸、维生素溶液以配制完全培养基。

Tris-BSA 溶液(0.02mol/L,pH7.0)主要由 0.02mol/L Tris、0.1%BSA 组成, pH 值约为 7.0, 常用于细胞培养过程中细胞的洗涤或其他常规用途。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称	编号	ADS023C0	Storage
	Tris-BSA 溶液(0.02mol/L,pH7.0)		500ml
使用说明书		1 份	

操作步骤(仅供参考)

1、无需配制, 直接使用。

注意事项

- 1、在进行细胞培养过程中细胞的洗涤时, 避免被微生物污染。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6 个月。低温运输, 4°C 保存。