

STE 缓冲液(pH8.0)

产品简介

Tris(三羟甲基氨基甲烷)为弱碱, 分子式为 $C_4H_{11}NO_3$, 相对分子量为 121.14, 在 25°C 下 pKa 为 8.1, Tris 缓冲液的有效缓冲范围在 pH7.0~9.2 之间, 用来作为各种缓冲液的基础成分, 调节酸碱度。

STE 缓冲液(pH8.0)由 10mM Tris-HCl (pH8.0)、100mM NaCl、1mM EDTA(pH8.0) 等组成, 简称为 STE, 属于 pH 缓冲液, 经高压灭菌处理。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称	编号	Storage
	ADS031C0	
STE 缓冲液(pH8.0)	100ml	RT
使用说明书	1 份	

操作步骤(仅供参考)

- 1、按实验具体要求操作。

注意事项

- 1、注意无菌操作, 避免微生物污染。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。

有效期: 12 个月有效。