

二甲苯青 FF 溶液(2.5%)

产品简介

二甲苯青 FF(Xylene Cyanol FF)又称二甲苯苯胺, 分子量为 538.6, CAS 号为 2650-17-1, 用于琼脂糖和聚丙烯酰胺凝胶电泳的示踪染料, 多与溴酚蓝一起使用。二甲苯青 FF 溶液(2.5%) 由二甲苯青 FF、去离子水组成, 该溶液呈青绿色。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称 \ 编号	ADS072C0	Storage
二甲苯青 FF 溶液(2.5%)	10ml	RT
使用说明书	1 份	

操作步骤(仅供参考)

1、按实验具体要求操作。

注意事项

1、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月。