

## 甘氨酸缓冲液(0.2mol/L,pH2.2-10.6)

### 产品简介

平衡盐溶液(Balanced Salt Solution, BSS)与细胞生长状态下的 pH 值、渗透压等环境状态一致, 具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用, 可满足体外实验中细胞生存并维持一定的代谢的基本需要。

甘氨酸缓冲液(0.2mol/L,pH2.2-10.6)由甘氨酸、去离子水组成, 经 HCl 或 NaOH 调节 pH 值, 客户根据需要可选 pH2.2 ~ 10.6 之间的 pH 值。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成

名称	编号	ADS289C0	ADS289C1	Storage
	甘氨酸缓冲液(0.2mol/L,pH2.2-10.6)		100ml	500ml
使用说明书		1 份		

### 操作步骤(仅供参考)

1、根据实验具体要求操作。

### 注意事项

1、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期:** 12个月。