

甘油溶液(75%,无菌)

产品简介

丙三醇又称甘油(Glycerol),是无色味甜澄明黏稠液体,无臭\有暖甜味,国家标准称为甘油,能从空气中吸收潮气及硫化氢、氰化氢和二氧化硫等,分子量为 92.09, CAS 号为 56-81-5。丙三醇是甘油三酯分子的骨架成分,当人体摄入食用脂肪时,其中的甘油三酯经过体内代谢分解,形成甘油并储存在脂肪细胞中,因此甘油三酯代谢的最终产物便是甘油和脂肪酸,可用作溶剂、润滑剂、药剂、甜味剂等。

甘油溶液(75%,无菌)为 75%优质甘油,经高压灭菌处理,常用作溶剂、润滑剂以及保护剂等。该试剂仅用于科研领域,不宜用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称 \ 编号	ADS080C0	Storage
甘油溶液(75%,无菌)	100ml	RT
使用说明书	1 份	

操作步骤(仅供参考)

- 1、稀释至恰当浓度后使用。
- 2、甘油溶液(75%,无菌)比较粘稠,在稀释时应先大量稀释至稀溶液,再行使用,不然有可能导致浓度有差异。

注意事项

- 1、避免细菌等污染。
- 2、甘油溶液(75%,无菌)非常粘稠,应充分混匀后使用。
- 3、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月。