

## 甘油溶液(100%,无菌)

### 产品简介

丙三醇又称甘油(Glycerol), 是无色味甜澄明黏稠液体, 无臭\有暖甜味, 国家标准称为甘油, 能从空气中吸收潮气及硫化氢、氰化氢和二氧化硫等, 分子量为 92.09, CAS 号为 56-81-5。丙三醇是甘油三酯分子的骨架成分, 当人体摄入食用脂肪时, 其中的甘油三酯经过体内代谢分解, 形成甘油并储存在脂肪细胞中, 因此甘油三酯代谢的最终产物便是甘油和脂肪酸, 可用作溶剂、润滑剂、药剂、甜味剂等。

甘油溶液(100%,无菌)为 100%优质甘油, 经高压灭菌处理, 常用作溶剂、润滑剂以及保护剂等。该试剂仅用于科研领域, 不宜用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成

名称	编号	Storage
	ADS081C0	
甘油溶液(100%,无菌)	100ml	RT
使用说明书	1 份	

### 操作步骤(仅供参考)

- 1、稀释至恰当浓度后使用。
- 2、甘油溶液(100%,无菌)比较粘稠, 在稀释时应先大量稀释至稀溶液, 再行使用, 不然有可能导致浓度有差异。

### 注意事项

- 1、注意无菌操作, 避免细菌等污染。
- 2、甘油溶液(100%,无菌)非常粘稠, 应充分混匀后使用。
- 3、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期:** 12个月。