

琥珀酸钠溶液(0.1mol/L)

产品简介

琥珀酸钠(Sodium succinate)又称丁二酸钠，分子量为 162.5，CAS 号为 150-90-3，可用作食品添加剂，亦可用于生命科学领域作为免疫组化或染色的辅助试剂；琥珀酸钠溶液(0.1mol/L)由琥珀酸钠、去离子水等组成。该试剂仅用于科研领域，不宜用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称 \ 编号	ADS083C0	Storage
琥珀酸钠溶液(0.1mol/L)	100ml	4°C
使用说明书	1 份	

操作步骤(仅供参考)

1、按实验具体要求操作。

注意事项

1、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：6 个月有效。常温运输，4°C保存。