

磷酸钠缓冲液(0.5mol/L,pH6.8)

产品简介

平衡盐溶液(Balanced Salt Solution, BSS)与细胞生长状态下的 pH 值、渗透压等环境状态一致, 具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用, 可满足体外实验中细胞生存并维持一定的代谢的基本需要。

磷酸钠缓冲液(0.5mol/L,pH6.8)由磷酸氢二钠和磷酸二氢钠按不同比例混合而得, 磷酸根浓度为 0.5mol/L, pH 值约为 6.8, 属于 pH 缓冲液。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

| 名称 | 编号 | ADS095C0 | Storage |
|-------|------------------------|----------|---------|
| | 磷酸钠缓冲液(0.5mol/L,pH6.8) | | 500ml |
| 使用说明书 | | 1 份 | |

操作步骤(仅供参考)

- 1、根据实验具体要求操作。

注意事项

- 1、避免磷酸盐交叉污染。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月。