

磷酸氢二钠—柠檬酸缓冲液(pH2.2-8.0)

产品简介

磷酸氢二钠-柠檬酸缓冲液(pH2.2-8.0)是由 0.2M 磷酸氢二钠与 0.1M 柠檬酸按照不同比例混合而得, 客户根据需要可选 pH2.2、2.4、2.6、2.8、3.0、3.2、3.4、3.6、3.8、4.0、4.2、4.4、4.6、4.8、5.0、5.2、5.4、5.6、5.8、6.0、6.2、6.4、6.6、6.8、7.0、7.2、7.4、7.6、7.8、8.0。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称	编号	Storage
	磷酸氢二钠-柠檬酸缓冲液(pH2.2-8.0)	ADS101C0
使用说明书	1 份	

操作步骤(仅供参考)

1、根据实验具体要求操作。

注意事项

- 1、pH 值偶尔有微小误差, 一般不影响使用。
- 2、由于磷酸氢二钠-柠檬酸缓冲液(pH2.2-8.0)不含防腐剂成分, 保质期较短, 易产生絮状物, 建议尽快使用。

有效期: 2 个月。低温运输, 4°C 保存。