

硫酸镁溶液(1mol/L, 无菌)

产品简介

硫酸镁(Magnesium sulphate)分子量为 120.39, 分子式为 $MgSO_4$, 用途极为广泛, 可用于医药、工业、饲料等领域, 硫酸镁通常含有 7 个分子的结晶水, 即 $MgSO_4 \cdot 7H_2O$ 。硫酸镁溶液(1mol/L)由硫酸镁、去离子水组成。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称 \ 编号	ADS105C0	Storage
硫酸镁溶液(1mol/L)无菌	500ml	RT
使用说明书	1 份	

操作步骤(仅供参考)

- 1、按实验具体要求操作。

注意事项

- 1、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月。