

## 氯化钾溶液(3.5mol/L)

### 产品简介

氯化钾(Potassium chloride)分子量为 74.55,分子式为 KCl,CAS 号为 7447-40-7,性质与氯化钠相似,是多种科研试剂的基础成分,可用于调节人体电解质平衡;氯化钾溶液(3.5mol/L)由氯化钾、去离子水等组成。该试剂仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成

名称	编号	ADS111C0	Storage
	氯化钾溶液(3.5mol/L)		500ml
使用说明书		1份	

### 操作步骤(仅供参考)

- 1、按实验具体要求操作。

### 注意事项

- 1、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期:** 12个月。