

氯化钾溶液(3.5mol/L,无菌)

产品简介

氯化钾(Potassium chloride)分子量为 74.55,分子式为 KCl,CAS 号为 7447-40-7,性质与氯化钠相似,是多种科研试剂的基础成分,可用于调节人体电解质平衡;氯化钾溶液(3.5mol/L,无菌)由氯化钾、去离子水等组成,经高压灭菌处理。该试剂仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称	编号	Storage
	ADS112C0	
氯化钾溶液(3.5mol/L,无菌)	500ml	RT
使用说明书	1份	

操作步骤(仅供参考)

1、按实验具体要求操作。

注意事项

- 1、注意无菌操作,避免微生物污染。
- 2、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月。