

## 氯化锂溶液(1mol/L)

### 产品简介

氯化锂(Lithium chloride)分子量为 42.39，分子式为 LiCl，可用作空气调节以及助焊剂、干燥剂等；氯化锂溶液(1mol/L)由氯化锂、去离子水等组成。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成

名称	编号	ADS114C0	Storage
	氯化锂溶液(1mol/L)		500ml
使用说明书		1 份	

### 操作步骤(仅供参考)

1、按实验具体要求操作。

### 注意事项

1、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期：** 12个月。