

氯化锂乙醇溶液(1mol/L)

产品简介

氯化锂(Lithium chloride)分子量为 42.39, 分子式为 LiCl, 可用作空气调节以及助焊剂、干燥剂等; 氯化锂乙醇溶液(1mol/L)由氯化锂、高纯度乙醇组成。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称	编号	ADS117C0	Storage
	氯化锂乙醇溶液(1mol/L)		500ml
使用说明书		1 份	

操作步骤(仅供参考)

1、按实验具体要求操作。

注意事项

1、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月。