

氯化钠溶液(5mol/L,无菌)

产品简介

氯化钠(Sodium chloride)俗称食盐，分子量为 58.5，分子式为 NaCl，是多种科研试剂的基础成分，用途极为广泛；氯化钠溶液(5mol/L,无菌)由氯化钠、去离子水组成，经高压灭菌处理。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称	编号	Storage
	ADS123C0	
氯化钠溶液(5mol/L,无菌)	500ml	RT
使用说明书	1 份	

操作步骤(仅供参考)

1、按实验具体要求操作。

注意事项

- 1、注意无菌操作，避免微生物污染。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期： 12个月。