

## MOPS 电泳缓冲粉剂(1×)

### 产品简介

MOPS属于生物缓冲剂,经常用于配制RNA电泳缓冲液,3-(N-吗啉基)丙磺酸简称MOPS,分子式为 $C_7H_{15}NO_4S$ ,分子量为209.26,CAS号为1132-61-2。

MOPS电泳缓冲粉剂(1×)由MOPS、乙酸钠、EDTA组成,未经RNase free处理,主要用于RNA电泳。该试剂仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成

名称	编号	ADS009N0	ADS009N1	Storage
	MOPS 电泳缓冲粉剂(1×)		1L	10×1L
使用说明书	1份			

### 操作步骤(仅供参考)

1、溶解于1LDEPC处理水后,直接使用。

### 注意事项

- 1、如果每次的使用量很小,可以适当分装后再使用。
- 2、配制的缓冲液见光后易变黄,淡黄色完全可以使用,颜色过深后不宜使用。
- 3、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期:** 24个月。