

Tris-磷酸电泳缓冲液(10×TPE)

产品简介

Tris-磷酸电泳缓冲液简称 TPE, 1×TPE 工作液中含有 90mMTris-磷酸、2mMEDTA。Tris-磷酸电泳缓冲液是 10 倍浓缩的 TPE, 主要由 900mMTris-硼酸、20mMEDTA 等组成, 使用时需用蒸馏水或去离子水稀释为 1×TPE 后使用。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称	编号	ADS020N0	Storage
	10×TPE		500ml
使用说明书			1 份

操作步骤(仅供参考)

- 1、用蒸馏水或去离子水稀释到 1×。
- 2、琼脂糖溶解于 1×TPE, 加热熔化, 冷却至 55°C后加染料, 冷却至室温。
- 3、上样, 电泳。

注意事项

- 1、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月。