

亚硝酸钠水溶液(1%)

产品简介

亚硝酸钠(Sodium nitrite)化学式为 NaNO_2 ，分子量为 68.995，CAS 号为 7632-00-0，是亚硝酸根离子与钠离子化合生成的无机盐。

亚硝酸钠水溶液(1%)主要由亚硝酸钠、去离子水组成，可用于酸性磷酸酶染色或其他用途。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称	编号	ADS155C0	ADS155C1	Storage
	亚硝酸钠水溶液(1%)		500ml	100ml
使用说明书		1份		

操作步骤(仅供参考)

1、根据实验具体要求操作。

注意事项

- 1、密闭保存，注意避免微生物污染。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期： 12个月。