

蔗糖溶液(30%)

产品简介

蔗糖化学式为 $C_{12}H_{22}O_{11}$ ，分子量为 343.3，CAS 号为 57-50-1，是光合作用的产物，可作为食品添加剂，蔗糖溶液(30%)主要由蔗糖、去离子水组成，可用于组织脱水或其他用途，是一种非常重要的辅助试剂。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

| 名称 | 编号 | ADS199C0 | Storage |
|-------|-----------|----------|---------|
| | 蔗糖溶液(30%) | | 100ml |
| 使用说明书 | | 1份 | |

操作步骤(仅供参考)

1、根据实验具体要求操作。

注意事项

- 1、密闭保存，注意避免微生物污染。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：4个月。低温运输，4°C保存。