

蔗糖溶液(40%)

产品简介

蔗糖化学式为 $C_{12}H_{22}O_{11}$ ，分子量为 343.3，CAS 号为 57-50-1，是光合作用的产物，可作为食品添加剂，蔗糖溶液(40%)主要由蔗糖、去离子水组成，可用于组织脱水或其他用途，是一种非常重要的辅助试剂。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称 \ 编号	ADS200C0	Storage
蔗糖溶液(40%)	100ml	4℃
使用说明书	1 份	

操作步骤(仅供参考)

1、根据实验具体要求操作。

注意事项

- 1、密闭保存，注意避免微生物污染。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：4 个月。低温运输，4℃保存。