

三氯化铁水溶液(30%)

产品简介

氯化铁(Ferric chloride)又称三氯化铁，化学式为 FeCl_3 ，分子量为 162.2，CAS 号为 7705-08-0，可用于金属蚀刻、污水处理、氧化剂等，三氯化铁水溶液(30%)由无水氯化铁、去离子水组成。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称 \ 编号	ADS150C0	Storage
三氯化铁水溶液(30%)	100ml	RT
使用说明书	1 份	

操作步骤(仅供参考)

1、按实验具体要求操作。

注意事项

- 1、注意密闭保存，避免挥发和腐蚀物品。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期： 12个月。