

## TCA(20%w/v)

### 产品简介

三氯乙酸(Trichloroacetic acid,TCA)又称为三氯醋酸, 分子量为 163.4, CAS 号为 200-927-2, 用于有机合成、医药、杀虫剂等。TCA(20%w/v)由 20%的 TCA、去离子水组成, 具有刺激性气味和腐蚀性, 注意密闭保存。该试剂仅用于科研领域, 不用于临床诊断或治疗。

### 产品组成

名称	编号	ADS239C0	ADS239C1	Storage
	TCA(20%w/v)		100ml	500ml
使用说明书		1 份		

### 操作步骤(仅供参考)

- 1、按实验具体要求操作。

### 注意事项

- 1、注意密闭保存, 避免挥发和腐蚀物品。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期:** 12个月。