

碳酸钠-碳酸氢钠缓冲液(0.1mol/L,pH9.16-10.83)

产品简介

平衡盐溶液(Balanced Salt Solution, BSS)与细胞生长状态下的 pH 值、渗透压等环境状态一致, 具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用, 可满足体外实验中细胞生存并维持一定的代谢的基本需要。

碳酸钠-碳酸氢钠缓冲液(0.1mol/L,pH9.16-10.83)由碳酸钠、碳酸氢钠组成, 客户可以选择的 pH 值为: 9.16、9.4、9.51、9.79、9.9、10.14、10.28、10.53、10.83, 注意密闭保存。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称	编号	ADS153C0	Storage
碳酸钠-碳酸氢钠缓冲液(0.1mol/L,pH9.16-10.83)		500ml	RT
使用说明书		1份	

操作步骤(仅供参考)

- 1、按实验具体要求操作。

注意事项

- 1、注意密闭保存, 避免挥发。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月。