

乙酸钾缓冲液(0.1mol/L,pH3.6-5.6)

产品简介

乙酸钾缓冲液(0.1mol/L,pH3.6-5.6)又叫乙酸-乙酸钾缓冲液,是由乙酸和乙酸钾按照不同比例混合而得,其乙酸根浓度为 0.1mol/L, 主要提供乙酸根, 分析试剂, 调节 pH 值, 客户根据需要可选 pH 3.6、3.8、4.0、4.2、4.4、4.6、4.8、5.0、5.2、5.6。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称	编号	ADS167C0	Storage
	乙酸钾缓冲液(0.1mol/L,pH3.6-5.6)		500ml
使用说明书		1 份	

操作步骤(仅供参考)

- 1、根据实验具体要求操作。

注意事项

- 1、乙酸钠缓冲液(0.1mol/L,pH3.6-5.6)具有一定的腐蚀性, 请小心操作。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月。