

乙酸钾缓冲液(0.1mol/L,pH3.6-5.6,无菌)

产品简介

乙酸钾缓冲液(0.1mol/L,pH3.6-5.6)又叫乙酸-乙酸钾缓冲液,是由乙酸和乙酸钾按照不同比例混合而得,其乙酸根浓度为 0.1mol/L, 主要提供乙酸根, 分析试剂, 调节 pH 值。客户根据需要可选 pH 3.6、3.8、4.0、4.2、4.4、4.6、4.8、5.0、5.2、5.6, 经高压灭菌处理。

产品组成

| 名称 | 编号 | ADS168C0 | Storage |
|-------|-------------------------------|----------|---------|
| | 乙酸钾缓冲液(0.1mol/L,pH3.6-5.6,无菌) | | 500ml |
| 使用说明书 | | 1份 | |

操作步骤(仅供参考)

1、根据实验具体要求操作。

注意事项

- 1、注意无菌操作, 避免微生物污染。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月。