

乙酸钾溶液(3mol/L,pH5.5)

产品简介

乙酸钾也称醋酸钾(KAc),是常规分子生物学试剂,KAc(3mol/L,pH5.5)主要由 3MKAc、HAc 等组成,钾离子为 3mol/L,乙酸根约为 5mol/L,调 pH 值至 5.5,常用于 DNA 乙醇沉淀等。该试剂仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称	编号	ADS169C0	Storage
	KAc(3mol/L,pH5.5)		500ml
使用说明书		1 份	

操作步骤(仅供参考)

1、根据实验具体要求操作。

注意事项

- 1、如果每次的使用量很小,可以适当分装后再使用。
- 2、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月。