

乙酸钾溶液(5mol/L,pH4.8)

产品简介

乙酸钾也称醋酸钾(KAc), 是常规分子生物学试剂。KAc(5mol/L,pH4.8)主要由 HAc、KOH 等组成, 乙酸根为 5mol/L, 调 pH 值至 4.8, 常用于 DNA 乙醇沉淀等。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称	编号	ADS170C0	Storage
	KAc(5mol/L,pH4.8)		500ml
使用说明书		1 份	

操作步骤(仅供参考)

1、根据实验具体要求操作。

注意事项

- 1、如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月。