

乙酸钠溶液(3mol/L,pH5.2,无菌)

产品简介

乙酸钠也称醋酸钠、NaAc，是常规分子生物学试剂。NaAc(3mol/L,pH5.2)主要由3MNaAc、HAc等组成，调pH值至5.2，经高压灭菌，常用于DNA乙醇沉淀等。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称	编号	ADS172C0	ADS172C1	Storage
	NaAc(3mol/L,pH5.2,无菌)		100ml	500ml
使用说明书	1份			

操作步骤(仅供参考)

1、根据实验具体要求操作。

注意事项

- 1、如果每次的使用量很小，可以适当分装后再使用。
- 2、操作过程中注意无菌操作。
- 3、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期： 18个月。