

乙酸钠溶液(2mol/L,pH4.8)

产品简介

乙酸钠也称醋酸钠、NaAc，是常规分子生物学试剂。NaAc(2mol/L,pH4.8)又称醋酸钠溶液，主要由 2M NaAc、HAc 等组成，调节 pH 值至 4.8，未经高压灭菌，主要用于提供乙酸根、调节 pH 值等。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称	编号	ADS188C0	Storage
	NaAc(2mol/L,pH4.8)		500ml
使用说明书		1 份	

操作步骤(仅供参考)

- 1、根据实验具体要求操作。

注意事项

- 1、如果每次的使用量很小，可以适当分装后再使用。
- 2、注意密闭保存，否则 pH 值会升高。
- 3、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 4、试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。

有效期：18 个月有效。