

## 乙酸钠溶液(3mol/L,pH7.0)

### 产品简介

乙酸钠也称醋酸钠、NaAc，是常规分子生物学试剂。NaAc(3mol/L,Ph7.0)又称醋酸钠溶液，主要由3MNaAc、HAc等组成，调节pH值至7.0，未经高压灭菌，主要用于提供乙酸根、调节pH值等。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成

名称 \ 编号	ADS195C0	Storage
NaAc(3mol/L,pH7.0)	500ml	RT
使用说明书	1份	

### 操作步骤(仅供参考)

1、根据实验具体要求操作。

### 注意事项

- 1、如果每次的使用量很小，可以适当分装后再使用。
- 2、注意密闭保存，否则pH值会升高。
- 3、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期：** 18个月。