

## 乙酸钠溶液(0.01mol/L,pH3.6-7.0)

### 产品简介

乙酸钠溶液(0.01mol/L,pH3.6-7.0)又称乙酸-乙酸钠缓冲液、醋酸-醋酸钠缓冲液，由乙酸与乙酸钠按照不同比例混合而得，其乙酸根浓度为0.01mol/L，主要用于提供乙酸根、分析试剂、调节pH值，客户根据需要可选pH3.6、3.8、4.0、4.2、4.4、4.6、4.8、5.0、5.2、5.6...7.0。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成

名称	编号	ADS244C0	Storage
	乙酸钠溶液(0.01mol/L,pH3.6-7.0)		500ml
使用说明书		1份	

### 操作步骤(仅供参考)

- 1、根据实验具体要求操作。

### 注意事项

- 1、注意密闭保存，否则pH值会发生变化。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3、试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。

**有效期：**12个月有效。