

乙酸钠溶液(0.01mol/L,pH3.6-7.0,无菌)

产品简介

乙酸钠溶液(0.01mol/L,pH3.6-7.0,无菌)又称乙酸-乙酸钠缓冲液、醋酸-醋酸钠缓冲液,由乙酸与乙酸钠按照不同比例混合而得,其乙酸根浓度为0.05mol/L,主要用于提供乙酸根、分析试剂、调节pH值,客户根据需要可选pH3.6、3.8、4.0、4.2、4.4、4.6、4.8、5.0、5.2、5.6...7.0,经高压灭菌处理。该试剂仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称	编号	ADS252C0	Storage
	乙酸钠溶液(0.01mol/L,pH3.6-7.0,无菌)		500ml
使用说明书		1份	

操作步骤(仅供参考)

- 1、根据实验具体要求操作。

注意事项

- 1、注意无菌操作,避免微生物污染。
- 2、注意密闭保存,否则pH值会发生变化。
- 3、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 4、试剂开封后请尽快使用,以防影响后续实验效果。

有效期: 12个月有效。