

乙酸钠溶液(0.2mol/L,pH3.6-5.8,无菌)

产品简介

乙酸钠溶液(0.2mol/L,pH3.6-5.8,无菌)又称乙酸-乙酸钠缓冲液、醋酸-醋酸钠缓冲液,由乙酸与乙酸钠按照不同比例混合而得,其乙酸根浓度为 0.2mol/L,主要用于提供乙酸根、分析试剂、调节 pH 值,客户根据需要可选 pH3.6、3.8、4.0、4.2、4.4、4.6、4.8、5.0、5.2、5.6、5.8,经高压灭菌处理。该试剂仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称	编号	Storage
	乙酸钠溶液(0.2mol/L,pH3.6-5.8,无菌)	ADS187C0
使用说明书	1份	

操作步骤(仅供参考)

1、根据实验具体要求操作。

注意事项

- 1、注意无菌操作,避免微生物污染。
- 2、注意密闭保存,否则 pH 值会发生变化。
- 3、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月。