

咪唑溶液(1mol/L)

产品简介

咪唑是含有两个间位氮原子的五元芳杂环化合物，CAS 号为 288-32-4，分子量为 68.08，可用作环氧树脂的固化剂以及抗菌的原料。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称	编号	ADS208C0	Storage
	咪唑溶液(1mol/L)		100ml
使用说明书		1份	

操作步骤(仅供参考)

1、根据实验具体要求操作。

注意事项

1、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：6个月。常温运输，4°C保存。