

氯化铵溶液(5mol/L)

产品简介

氯化铵(Ammonium Chloride)分子量为 53.49, CAS 号为 12125-02-9, 化学式为 NH_4Cl 。氯化铵是一种强电解质, 溶于水电离出铵根离子和氯离子, 可中和酸性内膜成分, 抑制神经鞘氨基的合成, 具有多种用途。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。。

产品组成

名称	编号	ADS219C0	Storage
	氯化铵溶液(5mol/L)		100ml
使用说明书		1 份	

操作步骤(仅供参考)

- 1、根据实验具体要求操作。
- 2、工作浓度常为 1 ~ 50mmol/L。

注意事项

- 1、密闭保存, 尽量避免挥发。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6 个月有效。常温运输, 4°C 保存