

氯化铵缓冲液(0.2mol/L,pH8.0-10.0)

产品简介

氯化铵(Ammonium Chloride)分子量为 53.49, CAS 号为 12125-02-9, 化学式为 NH_4Cl , 氯化铵是一种强电解质, 溶于水电离出铵根离子和氯离子, 可中和酸性内酯成分, 抑制神经鞘氨基的合成, 具有多种用途。

氯化铵缓冲液(0.2mol/L,pH8.0-10.0)又称氨-氯化铵缓冲液, 由氯化铵、氨水等组成, 可根据客户需求在 8.0 ~ 10.0 范围内调 pH 值。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称	编号	ADS221C0	Storage
	氯化铵缓冲液(0.2mol/L,pH8.0-10.0)		500ml
使用说明书		1 份	

操作步骤(仅供参考)

1、根据具体实验操作。

注意事项

- 1、注意密闭保存, 否则易导致 pH 值发生变化。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月。