

## 甘油溶液(20%)

### 产品简介

丙三醇又称甘油(Glycerol)，是无色味甜澄明黏稠液体，无臭\有暖甜味，国家标准称为甘油，能从空气中吸收潮气及硫化氢、氰化氢和二氧化硫等，分子量为 92.09，CAS 号为 56-81-5。丙三醇是甘油三酯分子的骨架成分，当人体摄入食用脂肪时，其中的甘油三酯经过体内代谢分解，形成甘油并储存在脂肪细胞中，因此甘油三酯代谢的最终产物便是甘油和脂肪酸，可用作溶剂、润滑剂、药剂、甜味剂等。

甘油溶液(50%)主要由优级甘油、去离子水等组成，未经无菌处理，常用作溶剂、润滑剂以及保护剂等。该试剂仅用于科研领域，不宜用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成:

名称 \ 编号	ADS356C0	Storage
甘油溶液(50%)	100ml	RT
使用说明书	1 份	

### 操作步骤(仅供参考)

- 1、稀释至恰当浓度后使用。

### 注意事项

- 1、避免细菌等污染。
- 2、甘油溶液(50%)稍微粘稠，应充分混匀后使用。
- 3、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 4、试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。

**有效期:** 12 个月。