

## 非变性聚丙烯酰胺连续电泳缓冲液(10×)

### 产品简介:

非变性聚丙烯酰胺连续电泳缓冲液(10×)由 Tris、甘氨酸组成, 不含变性剂 SDS, 用于非变性条件下的单向凝胶电泳, 使用时需用蒸馏水或去离子水稀释 10 倍后使用。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成:

名称	编号	ADS003E0	Storage
非变性聚丙烯酰胺连续电泳缓冲液(10×)		500ml	4°C
使用说明书		1 份	

### 操作步骤(仅供参考)

1、用蒸馏水或去离子水稀释到 1×后使用。

### 注意事项

- 1、如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期:** 12 个月。常温运输, 4°C 保存。